


A 12/1

Wkład

do łagodnego czyszczenia wrażliwego ładunku przez przerwanie strumienia.

EAN: 4002513975697 / Numer materiału: 06629670 / Stary numer materiału: 69501203D



- Ze sztancowaniem 7 x 7 mm
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym
- Zalecane wykorzystanie w PG8536

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Podkładka	•
Rama podkładowa	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	224
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	429
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	280
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	510
Ciężar netto w kg	0,37
Ciężar brutto w kg	0,56