


A 12/1

Wkład

do łagodnego czyszczenia wrażliwego ładunku przez przerwanie strumienia.



- Ze sztańcowaniem 7 x 7 mm
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym
- Zalecane wykorzystanie w PG8536

EAN: 4002513975697 / Numer materiału: 06629670 /
Stary numer materiału: 69501203D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Kategoria urządzeń	
Podkładka	•
Rama podkładowa	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	224
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	429
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	280
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	510
Ciężar netto w kg	0,38
Ciężar brutto w kg	0,56