

E 430/1

Wkład

do optymalnego umieszczenia różnych narzędzi.



- Z siatki drucianej o wielkości oczek 5 mm

EAN: 4002513984422 / Numer materiału: 06643200 / Stary numer materiału: 69743003D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Termodezyniektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Taca siatkowa	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	40
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	150
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	445
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	0,36
Ciężar brutto w kg	0,48