


E 522/1

Wkład

do optymalnego umieszczenia 9 form wyciskowych.



- Na wyposażeniu 9 uchwytów

EAN: 4002514072722 / Numer materiału: 06697010 / Stary numer materiału: 68552202D

Przynależność produktu	
Termodezynfektory	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Kategoria produktowa	
Wkład/moduł na narzędzia stomatologiczne	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Zdolności produkcyjne	
Łyżki wyciskowe [ilość]	9
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	140
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	190
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	245
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	240
Ciężar netto w kg	0,26
Ciężar brutto w kg	0,36