

E 901/2

Wózek

do optymalnego umieszczenia szalek siatkowych/misek i narzędzi z pustką.



- 3 zainstalowane ramiona spryskujące
- Zróżnicowane wymiary ładunkowe poszczególnych poziomów
- Pojemność ładunkowa poszczególnych poziomów jest różna
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem
- Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (wraz z magnesami ML)

EAN: 4002514219882 / Numer materiału: 06893870 / Stary numer materiału: 69590103D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do wkładów	•
Wózek do narzędzi MIC	•
Wózek na miski	•
Wózek na tace siatkowe	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Ładowność	
Tace siatkowe DIN [ilość]	12
Tace siatkowe SPRI [ilość]	4
Narzędzia z pustką [ilość]	8
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	590
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	640
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	790
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	720
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	830
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	780
Ciężar netto w kg	26,50
Ciężar brutto w kg	30,00
Dołączone opakowanie	
E 362 śruba zaślepiająca [ilość]	3
E 447 adapter żeński, dla męskiego złącza luer-lock [ilość]	2
E 449 adapter męski, dla żeńskiego złącza luer-lock [ilość]	2
E 980 adapter kątowy [ilość]	3
Dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 110 mm [ilość]	4
Dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 120 mm, ze sprężyną zaciskową [ilość]	3
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (z magnesami) [ilość]	1