


E 105/1

Wkład

do optymalnego umieszczenia probówek do 12 x 165 mm.

EAN: 4002514231075 / Numer materiału: 06907650 / Stary numer materiału: 69510502D



- Nadaje się dla ok. 200 probówek (do 12 x 165 mm)
- Pojemność wraz z pokrywką A 13
- Wielkość oczek wynosi 9 x 9 mm

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wkład/moduł na probówki	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	6
<b>Obszar zastosowania</b>	
Reprocesowanie probówek	•
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowność</b>	
Probówki [ilość]	200
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	212
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	235
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	240
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	250
Ciężar netto w kg	0,90
Ciężar brutto w kg	1,14
<b>Dołączone opakowanie</b>	
A 13 przykrywka [ilość]	1