


E 903/1

Moduł

do optymalnego umieszczenia zestawów do resekcji transuretalnej.



- Możliwość umieszczenia do 10 narzędzi z pustką

EAN: 4002514256290 / Numer materiału: 06943230 / Stary numer materiału: 69590302D


Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na narzędzia minimalnie inwazyjne	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Ładowność	
Narzędzia z pustką [ilość]	10
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	40
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	461
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	510
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	560
Ciężar netto w kg	2,93
Ciężar brutto w kg	3,65
Dołączone opakowanie	
E 442 tuleja płucząca, Ø 11 mm, długość 121 mm, z kapturkiem Ø 6 mm [ilość]	3
E 444 bęben na kable światłowodowe/węże ssące [ilość]	1
E 447 adapter żeński, dla męskiego złącza luer-lock [ilość]	1
E 448 wąż silikonowy z żeńskim adapterem luer-lock [ilość]	4
E 453 dysza iniekcyjna 4 x 110 mm z klamrą podtrzymującą [ilość]	3
E 454 dysza iniekcyjna dla tulei trokarów 10–15 mm [ilość]	1
E 467 tuleja płucząca 205 mm dla narzędzi minimalnie inwazyjnych/szczypiec zatraskowych [ilość]	3
E 469 tuleja płucząca 300 mm dla narzędzi minimalnie inwazyjnych/urologicznych [ilość]	3
E 907/1 wkład siatkowy z pokrywką na drobne elementy [ilość]	1

E 903/1

Moduł

do optymalnego umieszczenia zestawów do resekcji transuretalnej.

EAN: 4002514256290 / Numer materiału: 06943230 / Stary numer materiału: 69590302D



2 m wąż silikonowy Ø 5 mm

Króciec plastikowy [ilość]

•

1