


E 905/1

Moduł

do optymalnego umieszczenia narzędzi MIC, np. artroskopowych/urologicznych.



- Możliwość umieszczenia do 16 narzędzi z pustką
- Podział np. na artroskopię, laparoskopię

EAN: 4002514256306 / Numer materiału: 06943240 / Starý numer materiału: 69590502D


Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na narzędzia minimalnie inwazyjne	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Ładowność	
Narzędzia z pustką [ilość]	16
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	40
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	461
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	510
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	560
Ciężar netto w kg	3,01
Ciężar brutto w kg	3,62
Dołączone opakowanie	
E 336 tuleja płuczająca MIBO, Ø 11 mm, długość 121 mm [ilość]	1
E 362 śruba zaślepiająca [ilość]	2
E 442 tuleja płuczająca, Ø 11 mm, długość 121 mm, z kapturkiem Ø 6 mm [ilość]	1
E 447 adapter żeński, dla męskiego złącza luer-lock [ilość]	2
E 448 wąż silikonowy z żeńskim adapterem luer-lock [ilość]	4
E 449 adapter męski, dla żeńskiego złącza luer-lock [ilość]	2
E 452 dysza iniekcyjna 2,5 x 60 mm [ilość]	4
E 453 dysza iniekcyjna 4 x 110 mm z kłami podtrzymującą [ilość]	3
E 454 dysza iniekcyjna dla tulei trokarów 10–15 mm [ilość]	3
E 464 gniazdo dla dyszy iniekcyjnej E 454 [ilość]	1

E 905/1

Moduł

do optymalnego umieszczenia narzędzi MIC, np. artroskopowych/urologicznych.

EAN: 4002514256306 / Numer materiału: 06943240 / Stary numer materiału: 69590502D



E 472 sprężyna zaciskowa dla dysz iniekcyjnych Ø 4 mm 1
[ilość]

E 907/1 wkład siatkowy z pokrywką na drobne elementy 1
[ilość]