


E 905/1

Moduł

do optymalnego umieszczenia narzędzi MIC, np. artroskopowych/urologicznych.



- Możliwość umieszczenia do 16 narzędzi z pustką
- Podział np. na artroskopię, laparoskopię

EAN: 4002514256306 / Numer materiału: 06943240 / Starý numer materiału: 69590502D

| Przynależność produktowa  |                 |
|---|-----------------|
| Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne                                     | •               |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne                      | •               |
| Kompat. z innymi produktami   |                 |
| G 7823  | •               |
| G 7824  | •               |
| G 7825  | •               |
| G 7826  | •               |
| PG 8527   | •               |
| PG 8528   | •               |
| PG 8536   | •               |
| Kategoria urządzeń  |                 |
| Wkład/moduł na narzędzia minimalnie inwazyjne                                 | •               |
| Cechy produktu  |                 |
| Materiał  | Stal szlachetna |
| Kolor   | Stal szlachetna |
| Obszar zastosowania   |                 |
| Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych                               | •               |
| Ładowność   |                 |
| Narzędzia z pustką [ilość]  | 16              |
| Standardowe przyłącze elektryczne   |                 |
| Ilość faz   | 0               |
| Napięcie w V  | 0-0             |
| Częstotliwość w Hz  | 0-0             |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW   | 0,00-0,00       |
| Zabezpieczenie w A  | 0-0             |
| Wymiary i waga  |                 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm  | 40              |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm                                       | 461             |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm                                       | 510             |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm                                       | 170             |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm                                      | 540             |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm                                      | 560             |
| Ciężar netto w kg   | 3,01            |
| Ciężar brutto w kg  | 3,62            |
| Dołączone opakowanie  |                 |
| E 336 tuleja płuczająca MIBO, Ø 11 mm, długość 121 mm [ilość]                 | 1               |
| E 362 śruba zaślepiająca [ilość]  | 2               |
| E 442 tuleja płuczająca, Ø 11 mm, długość 121 mm, z kapturkiem Ø 6 mm [ilość] | 1               |
| E 447 adapter żeński, dla męskiego złącza luer-lock [ilość]                   | 2               |
| E 448 wąż silikonowy z żeńskim adapterem luer-lock [ilość]                    | 4               |
| E 449 adapter męski, dla żeńskiego złącza luer-lock [ilość]                   | 2               |
| E 452 dysza iniekcyjna 2,5 x 60 mm [ilość]                                    | 4               |
| E 453 dysza iniekcyjna 4 x 110 mm z kłami podtrzymującą [ilość]               | 3               |
| E 454 dysza iniekcyjna dla tulei trokarów 10–15 mm [ilość]                    | 3               |
| E 464 gniazdo dla dyszy iniekcyjnej E 454 [ilość]                             | 1               |

E 905/1

Moduł

do optymalnego umieszczenia narzędzi MIC, np. artroskopowych/urologicznych.

EAN: 4002514256306 / Numer materiału: 06943240 / Stary numer materiału: 69590502D



E 472 sprężyna zaciskowa dla dysz iniekcyjnych Ø 4 mm 1  
[ilość]

E 907/1 wkład siatkowy z pokrywką na drobne elementy 1  
[ilość]