

E 907/1

Taca siatkowa

do optymalnego umieszczenia różnych drobnych narzędzi.



- Z pokrywką dla drobnych elementów
- Wielkość oczek 3 x 1 mm
- Haki do zawieszenia w E 905/1 i E 903/1

EAN: 4002514256320 / Numer materiału: 06943820 / Stary numer materiału: 69590702D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Kategoria urządzeń	
Taca siatkowa	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	48
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	129
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	70
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	155
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	230
Ciężar netto w kg	0,30
Ciężar brutto w kg	0,37