

E 912/2

Wózek

do optymalnego umieszczenia 4 kontenerków ISO wraz z pokrywkami.



- Wielkość kontenera: 180 x 400 x 600 mm
- Listwa magnet. dla autom. rozpoznaw. wózka (wraz z magnesami ML)

EAN: 4002514257976 / Numer materiału: 06943860 / Stary numer materiału: 69591203D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do kontenerów	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie kontenerów	•
Ładowność	
Kontenery ISO wysokość 18 cm [ilość]	4
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	455
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	640
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	790
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	650
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	650
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	800
Ciężar netto w kg	13,00
Ciężar brutto w kg	22,00
Dołączone opakowanie	
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (z magnesami) [ilość]	1