


E 915/3

Wózek

do optymalnego umieszczenia ok. 7 zestawów anestezyjologicznych w 20 węży oddechowych i wyposażenia.



- Ułożenie węży oddechowych na spiralnym statywie
- System iniekcyjny
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem
- Listwa magnet. dla autom. rozpoznaw. wózka (wraz z magnesami)

EAN: 4002514257983 / Numer materiału: 06943870 / Stary numer materiału: 69591504D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Wózek z podłączeniem do suszenia gorącym powietrzem	•
Wózek do narzędzi anestezyjologicznych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi anestezyjologicznych	•
Ładowość	
Zestawy anestezyjologiczne [ilość]	7
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	637
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	640
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	790
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	780
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	810
Ciężar netto w kg	25,00
Ciężar brutto w kg	25,00
Dołączone opakowanie	
E 142 wkład 1/2, taca siatkowa DIN [ilość]	1
E 431 dysza iniekcyjna dla mieszków, Ø 8 x 193 mm [ilość]	1
E 466 dysza iniekcyjna 8 x 333 mm, dla worków oddechowych [ilość]	10
E 496 dysza iniekcyjna 4 x 120 mm [ilość]	18
E 916 uchwyt dla 5 karbowanych węży oddechowych [ilość]	1
E 917 uchwyt dla 5 silikonowych węży oddechowych [ilość]	4
E 918 uchwyt dla 5 dziecięcych węży oddechowych [ilość]	1
Gniazda sprężynowe Ø 12 mm, dla węży oddechowych o długości do 1,5 m [ilość]	20
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (z magnesami) [ilość]	1