

E 949

Moduł

do optymalnego umieszczenia 8 gwoździ ew. wiertel szpikowych.



- Z 8 uchwytami dla gwoździ szpikowych*
- Na wyposażeniu 6 tulei przedłużających dla wiertel do szpiku**

* Gniazda są wstępnie zamontowane.

** Tuleje przedłużające są dołączone luzem.

EAN: 4002514312040 / Numer materiału: 07025320 / Stary numer materiału: 69594901D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie ortopedycznych narzędzi operacyjnych	•
Ładowność	
Frezy śródszpikowe [ilość]	8
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	115
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	352
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	558
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	290
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	560
Ciężar netto w kg	35,00
Ciężar brutto w kg	45,00