

E 703/1

Nasadka

do optymalnego umieszczenia do 7 narzędzi z pustką.



- Moduł iniekcyjny dla wózka E 525/2 i E 701/2

EAN: 4002514312064 / Numer materiału: 07025350 / Stary numer materiału: 69570302D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7824	•
G 7826	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład/inny moduł	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Ładowność	
Narzędzia z pustką [ilość]	7
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	555
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	680
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	650
Ciężar netto w kg	0,85
Ciężar brutto w kg	1,00
Dołączone opakowanie	
E 362 śruba zaślepiająca [ilość]	3
E 447 adapter żeński, dla męskiego złącza luer-lock [ilość]	1
E 449 adapter męski, dla żeńskiego złącza luer-lock [ilość]	2
E 980 adapter kątowy [ilość]	3
Dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 110 mm [ilość]	3
Dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 120 mm, ze sprężyną zaciskową [ilość]	3