

KKF-FF

Zestaw do filtra Active AirClean

Na nieprzyjemne zapachy w lodówce.

EAN: 4002514453545 / Numer materiału: 07236290 / Stary numer materiału: 36996045D



- Do optymalnego, neutralnego zapachowo przechowywania żywności
- Innowacyjne połączenie czynników: Węgiel aktywny z chitozaniem
- Do nałożenia na tylną krawędź szklanego dna.
- Przy wymianie zastąpić tylko oba filtry (Mat. Nr 07236280)
- Zalecana wymiana: Ok. 6 miesięcy