

TK 180  
Kosz do suszenia  
do zawieszenia w suszarce.



- Dla PT 5186 i PT 7186
- Do suszenia wrażliwych tekstyliów
- Optymalna do suszenia np. obuwia sportowego

EAN: 4002514715698 / Numer materiału: 07289550 / Stary numer materiału: 59018001D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Suszarki	•
<b>Przynależność urządzeń/wyposażenia</b>	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PWT 6089	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz suszarniczy	•
<b>Cechy produktu</b>	
Przyłącze elektryczne	OHNE
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	550
Ciężar netto [kg]	0,96
Ciężar brutto w kg	2,94