

TK 180
Kosz do suszenia
do zawieszenia w suszarce.



- Dla PT 5186 i PT 7186
- Do suszenia wrażliwych tekstyliów
- Optymalna do suszenia np. obuwia sportowego

EAN: 4002514715698 / Numer materiału: 07289550 / Stary numer materiału: 59018001D

Przynależność produktu	
Suszarki	•
Przynal. urządzeń/wyposażenia	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PWT 6089	•
Kategoria produktowa	
Kosz suszarniczy	•
Właściwości produktu	
Przyłącze elektryczne	OHNE
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	550
Ciężar netto [kg]	0,96
Ciężar brutto w kg	2,94