

FP ED

Płytko filtrująca

do ponownego przygotowania, ze stali szlach., do przygotowania cienkich kaniuli.

EAN: 4002514494548 / Numer materiału: 07290770 / Stary numer materiału: 69751202D



- Do uniknięcia blokowania przez drobinki
- Łatwe ponowne przygotowywanie dla długotrwałego użytkowania

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Filtr	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	33
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	33
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	120
Średnica w mm	30
Ciężar netto w kg	0,00
Ciężar brutto w kg	0,00