

E 478/1

Gniazdo

do oprymalnego czyszczenia 4 kaniuli z wąskim prześwitem



- Z płytką filtrującą ze stali szlachetnej (FP-ED)

EAN: 4002514496948 / Numer materiału: 07292920 / Stary numer materiału: 69747802D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Gniazdo	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Zdolności produkcyjne	
Narzędzia z pustką [ilość]	4
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	110
Ciężar netto w kg	0,19
Ciężar brutto w kg	0,23