


KFR 10067

Półka na butelki

do bezpiecznego, oszczędzającego miejsce przechowywania butelek w lodówce.

EAN: 4002514522296 / Numer materiału: 07316090 /  
Stary numer materiału: 38991067EU1



- Dla poziomego i spokojnego przechowywania np. wina
- Możliwość zastosowania na różnych poziomach wsuwania
- Dla wszystkich wolnostojących chłodziarek/chł.-zamrażarek
- K 10.000 ze strefą PerfectFresh o szerokości 60 cm
- Nawet do 9 butelek, w zależności od wielkości i kształtu