

O 188/2

Kosz górny

do optymalnego umieszczenia różnych wkładów.



- Wysokość załadunku: 165 mm, regulacja wysokości +/- 20 mm
- Z zamontowanym magnetycznym ramieniem spryskującym
- Magnes umożliwia wykorzystanie sensoryki w PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556178 / Numer materiału: 07333030 / Stary numer materiału: 69118802D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Laweta/nośnik kosza	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	280
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	215
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	285
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	555
Ciężar netto w kg	2,40
Ciężar brutto w kg	3,16