

O 190/2

Kosz górny

do optymalnego umieszczenia różnych wkładów.



- Wysokość załadunku: 215 mm mm
- Z zamontowanym magnetycznym ramieniem spryskującym
- Magnes umożliwia wykorzystanie sensoryki w PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556185 / Numer materiału: 07333050 / Stary numer materiału: 69119002D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Laweta/nośnik kosza	•
Kosz górny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Maksymalna wysokość załadunku w mm	215
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	265
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	531
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	285
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	555
Ciężar netto w kg	2,40
Ciężar brutto w kg	3,19