

O 191/2

Kosz górny

do optymalnego umieszczenia pojemników siatkowych.



- Wysokość załadunku: 115 +/- 20 mm
- Szerokość załadunku: 480 mm
- Głębokość załadunku: 450 mm
- Z magnetycznym ramieniem spryskującym zamontowanym nad koszem
- Magnes umożliwia wykorzystanie sensoryki w PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556192 / Numer materiału: 07333060 / Stary numer materiału: 69119102D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Laweta/nośnik kosza	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ładowność	
Tace siatkowe DIN [ilość]	2
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	531
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	525
Ciężar netto w kg	2,40
Ciężar brutto w kg	3,30