


O 167/1

Kosz górny

do optymalnego umieszczenia wkładek do butów operacyjnych.



- Nawet dla 28 wkładek
- Z zamontowanym magnetycznym ramieniem spryskującym
- Magnes umożliwi wykorzystanie sensoryki w PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556215 / Numer materiału: 07333080 / Stary numer materiału: 69116703D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na obuwiu operacyjne	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	195
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	480
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	495
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	2,40
Ciężar brutto w kg	3,23