

O 173/1

Kosz górny

do optymalnego umieszczenia butów operacyjnych.



- Dla 8 butów operacyjnych do rozmiaru 41
- Z zamontowanym magnetycznym ramieniem spryskującym
- Magnes umożliwia wykorzystanie sensoryki w PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556222 / Numer materiału: 07333090 / Stary numer materiału: 69117302D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wkład na obuwie operacyjne	•
Kosz górny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
<b>Ładowość</b>	
Obuwie operacyjne [ilość]	8
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	195
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	531
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	525
Ciężar netto w kg	2,40
Ciężar brutto w kg	3,30