

E 327/1

Wózek

do optymalnego umieszczenia 4 pojemników siatkowych DIN.

EAN: 4002514556239 / Numer materiału: 07333100 / Stary numer materiału: 69532702D



- Dla 4 szalek siatkowych DIN na 2 poziomach
- Magnes umożliwi wykorzystanie sensoryki w PG 8535, PG 8536
- Z zamontowanym magnetycznym ramieniem spryskującym
- Mocowanie dla ML/2 do rozpoznawania wózka / kontroli ramion spr.

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Wózek na tace siatkowe	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Ładowość	
Tace siatkowe DIN [ilość]	4
Tace siatkowe SPRI [ilość]	2
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	410
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	420
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	595
Ciężar netto w kg	2,40
Ciężar brutto w kg	3,30