

E 439/3

Wózek

do optymalnego umieszczenia do 7 pojemników siatkowych.



- Do umieszczenia 7 szalek siatkowych na 3 lub 4 poziomach
- Z zamontowanym magnetycznym ramieniem spryskującym
- Drugi poziom od dołu jest wyjmowany
- Wysokość załadunku 4 poziomów różni się między sobą
- Mocowanie dla ML/2 do rozpoznawania wózka / kontroli ramion spr.

EAN: 4002514556246 / Numer materiału: 07333110 / Stary numer materiału: 69543905D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek na tace siatkowe	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
<b>Ładowość</b>	
Tace siatkowe DIN [ilość]	7
Tace siatkowe SPRI [ilość]	4
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	505
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	532
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	517
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	500
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	530
Ciężar netto w kg	11,80
Ciężar brutto w kg	13,30