

E 429/1

Wózek

do optymalnego czyszczenia narzędzi mikro (okulistyka operacyjna), na 2-4 zestawy operacyjne.

EAN: 4002514556253 / Numer materiału: 07333120 / Stary numer materiału: 69542902D



- Z zamontowanym magnetycznym ramieniem spryskującym
- Poziom 1: np. 4 x wkład E441/1 lub 2 x wkład E142 na poziom
- Poziom 2 po lewej: 20 przyłączy dla narzędzi z pustką
- Poziom 2 po prawej: 16 adapterów luer-lock, męskich, poziomo. Wąż
- Mocowanie dla ML/2 do rozpoznawania wózka / kontroli ramion spr.

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do narzędzi okulistycznych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Ładowość	
Zestawy operacyjne dla narzędzi minimalnie inwazyjnych [ilość]	2-4
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	520
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	550
Ciężar netto w kg	2,40
Ciężar brutto w kg	3,30
Dołączone opakowanie	
E 476 gniazdo [ilość]	1
E 477 odbojnik [ilość]	1
E 790 złączka luer-lock żeńska do żeńskiej [ilość]	8
E 791 złączka luer-lock żeńska do męskiej [ilość]	8