

E 440/3

Wózek

do optymalnego czyszczenia narzędzi mikro (okulistyka operacyjna), na 4 zestawy operacyjne.

EAN: 4002514556260 / Numer materiału: 07333140 / Stary numer materiału: 69544004D



- Z zamontowanym magnetycznym ramieniem spryskującym
- Poziom 1 + 2: np. 4 x E 441/1 lub 2 x E 142 na poziom
- Poziom 3 po lewej: 20 przyłączy dla narzędzi z pustką
- Poziom 3 po prawej: 16 adapterów luer-lock, męskich, poziomo przewód
- Mocowanie dla ML/2 do rozpoznawania wózka / kontroli ramion spryskujących

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek do narzędzi okulistycznych	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
<b>Ładowość</b>	
Zestawy operacyjne dla narzędzi minimalnie inwazyjnych [ilość]	4
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	502
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	515
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	525
Ciężar netto w kg	2,40
Ciężar brutto w kg	3,30
<b>Dołączone opakowanie</b>	
E 476 gniazdo [ilość]	1
E 477 odbojnik [ilość]	1
E 790 złączka luer-lock żeńska do żeńskiej [ilość]	8
E 791 złączka luer-lock żeńska do męskiej [ilość]	8