

MF 27/28-1

Wózek transferowy  
do załadunku i rozładunku myjni dezynfektorów.



- Wyposażone w 4 rolki jezdne, w tym 2 z możliwością zablokowania
- Łatwa i wygodna obsługa dzięki zaokrąglonym uchwytom
- Możliwość zadokowania ew. zaczepienia po obu stronach
- Wysokość wsuwania 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Z wyjmowaną wanną ociekową wys. 70, szer. 603, głęb. 866 mm

EAN: 4002514594026 / Numer materiału: 07397640 / Stary numer materiału: 69200111D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
System przechowywania/transportu	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1050
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	740
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	930
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1010
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	730
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	950
Ciężar netto w kg	32,00
Ciężar brutto w kg	45,00