

E 942/3

Moduł

do optymalnego umieszczenia do 116 pipet.



- Dla 116 pipet do 580 mm wysokości
- Wielkość przegródki ?? x ??

EAN: 4002514605036 / Numer materiału: 07459390 / Stary numer materiału: 69594204D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na pipety	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Ładowność	
Pipety [ilość]	116
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	279
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	558
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	352
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	420
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	570
Ciężar netto w kg	35,00
Ciężar brutto w kg	45,00