

E 944/2

Moduł

do optymalnego umieszczenia szkła z wąską szyjką 500 - 1000 ml.



- 15 dysz (E 352) 6 x 220 mm z mocowaniem (E 354)

EAN: 4002514605050 / Numer materiału: 07459410 / Stary numer materiału: 69594403D

| Przynależność produktowa | |
|---|-----------------|
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Ładowność | |
| Szkło z wąską szyjką [ilość] | 15 |
| Standardowe przyłącze elektryczne | |
| Ilość faz | 0 |
| Napięcie w V | 0 |
| Częstotliwość w Hz | 0 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,00 |
| Zabezpieczenie w A | 0 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 250 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 558 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 352 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 180 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 550 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 570 |
| Ciężar netto w kg | 3,92 |
| Ciężar brutto w kg | 4,42 |