

E 947/2

Moduł

do czyszczenia np. 88 rurek wirówki, fiolek lub probówek.



- Z 88 dyszami, 2,5 x 110 mm

EAN: 4002514605074 / Numer materiału: 07459430 / Stary numer materiału: 69594703D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na probówki	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Ładowość	
Probówki [ilość]	88
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	558
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	352
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	290
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	560
Ciężar netto w kg	5,00
Ciężar brutto w kg	6,00