

E 555/2

Wózek

do czyszczenia narzędzi na 2 poziomach.



- Wymiary ładunkowe na dole: wys. 210, szer. 487, głęb. 592 mm
- Wymiary ładunkowe na górze: wys. 219, szer. 495, głęb. 548 mm
- Listwa magnetyczna dla autom. rozpoznaw. wózka (bez magnesów ML)
- Możliwe rozmieszczenie wielostronne

EAN: 4002514606248 / Numer materiału: 07460290 / Stary numer materiału: 69555503D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do wkładów	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie misek	•
Przygotowywanie tacek nerkowych	•
Przygotowywanie butelek dla niemowląt	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie kontenerów	•
Ładowność	
Tace siatkowe DIN [ilość]	4
Tace siatkowe SPRI [ilość]	2
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	298
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	645
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	650
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	640
Ciężar netto w kg	10,00
Ciężar brutto w kg	12,00
Dołączone opakowanie	
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (bez magnesów) [ilość]	1