

E 521/2

Wkład

do optymalnego umieszczenia 7 szczypiec ekstrakcyjnych, szczękowych ew. techn.



- Wielkość przegródek: 21 x 80 mm
- Nadaje się również do szczypiec, np. w podologii

EAN: 4002514616438 / Numer materiału: 07476430 /

Stary numer materiału: 68552103D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Urządzenie czyszczące, małe, dentystyczne	•
Termodezynfektory wielkocomorowe, stomatologia	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na narzędzia stomatologiczne	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ładowość	
Szczypce [ilość]	7
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	135
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	189
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	175
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	220
Ciężar netto w kg	0,42
Ciężar brutto w kg	0,46