

DOS NA 120

Pompa mieszkowa

do dozowania płynnych, neutralnych/alkalicznych mediów.



- Do dozowania detergentu w płynie, emulgatora
- Do dozowania chemicznego środka dezynfekującego
- Do późniejszej zabudowy przez serwis Miele

EAN: 4002514641911 / Numer materiału: 07514610 / Stary numer materiału: 69226005D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8536	•
Kategoria produktowa	
System dozujący	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	300
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	420
Ciężar netto w kg	2,45
Ciężar brutto w kg	2,89