


RK LWMM

Moduł pomiaru przewodności  
jako wyposażenie dodatkowe dla PG 8536.



EAN: 4002514641928 / Numer materiału: 07514620 / Stary numer materiału: 69224015D

<b>Przynależność produktu</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8536	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Pozostałe akcesoria	•
<b>Standardowe przyłącze elektr.</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	280
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	420
Ciężar netto w kg	2,02
Ciężar brutto w kg	2,97