

E 491

Wkład

do optymalnego umieszczenia narzędzi rotacyjnych.



- Do 18 wałów turbinowych
- Dla 30 kątnic
- Nadaje się również do instrumentów obrotowych, np. w podologii

EAN: 4002514697949 / Numer materiału: 07600210 / Stary numer materiału: 68549101D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na narzędzia stomatologiczne	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Ładowność	
Trzonki [ilość]	48
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	53
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	70
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	265
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	180
Ciężar netto w kg	0,85
Ciężar brutto w kg	1,00