

ALWD BS 27/28

Skaner

do łatwej rejestracji kodów kreskowych do rozpoznawania ładunku i użytkownika.



EAN: 4002514753416 / Numer materiału: 07686510 / Stary numer materiału: 69247012D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Pozostałe akcesoria	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	305
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	300
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	200
Ciężar netto w kg	0,90
Ciężar brutto w kg	1,00

- Przyłącze skanera ze skanerem
- Komfortowa rejestracja danych dla dokumentacji procesowej
- Dla strony czystej, brudnej lub obu stron *

* Kombinacja skanera z drukarką jest możliwa tylko po czystej stronie.