

ALWD BS 27/28

Skaner

do łatwej rejestracji kodów kreskowych do rozpoznawania ładunku i użytkownika.



EAN: 4002514753416 / Numer materiału: 07686510 / Stary numer materiału: 69247012D

#### Przynależność produktowa

Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne

•

Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne

•

#### Kompat. z innymi produktami

PG 8527

•

PG 8528

•

#### Kategoria urządzeń

Pozostałe akcesoria

•

#### Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

305

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

300

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

200

Ciężar netto w kg

0,90

Ciężar brutto w kg

1,00

- Przyłącze skanera ze skanerem
- Komfortowa rejestracja danych dla dokumentacji procesowej
- Dla strony czystej, brudnej lub obu stron\*

\* Kombinacja skanera z drukarką jest możliwa tylko po czystej stronie.