

E 497

Dysza

do optymalnego umieszczenia dwu- i jednodrożnych masek laryng. Wysokość 195 mm.

EAN: 4002514811253 / Numer materiału: 07759470 / Stary numer materiału: 69749701D



- wys. 195 mm, z rurką boczną 109 mm

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi anestetycznych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	195
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	150
Ciężar netto w kg	0,06
Ciężar brutto w kg	0,07