

E 499

Przyrząd do płukania

do optymalnego umieszczenia kaniuli ssących i płuczących oraz kaniuli Verres.

EAN: 4002514811482 / Numer materiału: 07759500 / Starý numer materiału: 69549901D



- Możliwe różne formy podłączenia dla kaniuli ssących i płuczących
- Kompatybilność z wózkami załadunkowymi z dyszami iniekcyjnymi

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Tuleja płuczająca	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	30
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	110
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	170
Ciężar netto w kg	0,20
Ciężar brutto w kg	0,23