

E 900-5/2

Wózek

do optymalnego czyszczenia narzędzi na 5 poziomach.



- Pojemność załadunkowa: 15 Sito DIN*
- Różnicowane wymiary załadunkowe poszczególnych poziomów
- Listwa magnet. dla autom. rozpoznaw. wózka (wraz z magnesami ML)

* Sito DIN: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816418 / Numer materiału: 07765760 / Stary numer materiału: 69590006D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do wkładów	•
Wózek do umieszczenia tac siatkowych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Ładowość	
Tace siatkowe DIN [ilość]	15
Tace siatkowe SPRI [ilość]	10
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	605
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	640
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	790
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	680
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	650
Ciężar netto w kg	12,85
Ciężar brutto w kg	12,85
Dołączone opakowanie	
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (z magnesami) [ilość]	1