

E 935/2

Wózek

do optymalnego czyszczenia narzędzi na 3 poziomach.



- Pojemność załadunkowa: 9 Sito DIN*
- 2 zainstalowane ramiona spryskujące
- Zróżnicowane wymiary załadunkowe poszczególnych poziomów
- Listwa magnet. dla autom. rozpoznaw. wózka (wraz z magnesami)

* Sito DIN: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816432 / Numer materiału: 07765780 / Stary numer materiału: 69593503D

| | |
|---|-----------------|
| Przynależność produktowa | |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Wózek do wkładów | • |
| Wózek do umieszczenia tac siatkowych | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Przygotowywanie narzędzi operacyjnych | • |
| Ładowność | |
| Tace siatkowe DIN [ilość] | 9 |
| Tace siatkowe SPRI [ilość] | 6 |
| Standardowe przyłącze elektryczne | |
| Ilość faz | 0 |
| Napięcie w V | 0-0 |
| Częstotliwość w Hz | 0-0 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,00-0,00 |
| Zabezpieczenie w A | 0-0 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 524 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 640 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 790 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 720 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 830 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 780 |
| Ciężar netto w kg | 26,50 |
| Ciężar brutto w kg | 30,00 |
| Dołączone opakowanie | |
| Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (z magnesami) [ilość] | 1 |