

E 935/2

Wózek

do optymalnego czyszczenia narzędzi na 3 poziomach.



- Pojemność załadunkowa: 9 Sito DIN<sup>\*</sup>
- 2 zainstalowane ramiona spryskujące
- Zróżnicowane wymiary załadunkowe poszczególnych poziomów
- Listwa magnet. dla autom. rozpoznaw. wózka (wraz z magnesami)

<sup>\*</sup> Sito DIN: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816432 / Numer materiału: 07765780 / Stary numer materiału: 69593503D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek do wkładów	•
Wózek do umieszczenia tac siatkowych	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
<b>Ładowność</b>	
Tace siatkowe DIN [ilość]	9
Tace siatkowe SPRI [ilość]	6
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	524
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	640
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	790
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	720
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	830
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	780
Ciężar netto w kg	26,50
Ciężar brutto w kg	30,00
<b>Dołączone opakowanie</b>	
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (z magnesami) [ilość]	1