

E 975/2

Wózek

do optymalnego czyszczenia narzędzi na 2 poziomach.



- Z wbudowanym ramieniem spryskującym
- Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka
- Różnicowane wymiary załadunkowe obu poziomów

EAN: 4002514816449 / Numer materiału: 07765790 / Stary numer materiału: 69597503D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do wkładów	•
Wózek do umieszczenia tac siatkowych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Ładowność	
Tace siatkowe DIN [ilość]	6
Tace siatkowe SPRI [ilość]	4
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	427
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	640
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	790
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	650
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	640
Ciężar netto w kg	10,80
Ciężar brutto w kg	12,80
Dołączone opakowanie	
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (z magnesami) [ilość]	1