

APH 596

Etykiety

do stosowania w drukarkach Segolabel APH 550 Sego (PRT 200).



- 1 rolka – 1000 dwustronnie klejących etykiet
- Każda etykieta jest dwustronnie klejąca i ma warstwę oddzielającą

EAN: 4002514940632 / Numer materiału: 07951530 / Stary numer materiału: 68816201D

Przynależność produktu	
Małe sterylizatory	•
Duże sterylizatory	•
Kompat. z innymi produktami	
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Kategoria produktowa	
Dokumentacja procesowa/robocza/komunikacja	•
Właściwości produktu	
Kolor	Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi anestetycznych	•
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Przygotowywanie narzędzi robotycznych	•
Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Przygotowywanie ortopedycznych narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie igieł/wiertel do szpiku	•
Przygotowywanie tac siatkowych	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	90
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	95
Ciężar netto w kg	0,30
Ciężar brutto w kg	0,39