

E 428

Wózek

do optymalnego umieszczenia narzędzi chirurgii robotycznej.



- Dla 6 narzędzi chirurgii robotycznej
- 1 podwójne przyłącze i 1 rezerowe przyłącze na narzędzie
- Do wykorzystania wózka wymagany jest program ROBOTVARIO\*

\* Chemikalia nie są zawarte w zakresie dostawy i muszą być zamówione oddzielnie.

EAN: 4002514948805 / Numer materiału: 07973140 / Stary numer materiału: 69542801D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek do narzędzi robotycznych	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny, Przejroczysty
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi robotycznych	•
<b>Ładowność</b>	
Narzędzia robotyczne [ilość]	6
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	518
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	533
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	513
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	550
Ciężar netto w kg	2,40
Ciężar brutto w kg	3,30