

E 198

Wkład

do optymalnego umieszczenia 6 szalek siatkowych i nerkowych.



- Dla 6 szalek siatkowych lub nerkowych
- 7 uchwytów (6 przegródek), wysokość 160 mm mm, odstęp 67 mm mm

EAN: 4002514953373 / Numer materiału: 07984040 /

Stary numer materiału: 68519801D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na tace siatkowe	•
Wkład na tacki nerkowe/miski	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	6
Rozstaw prętów w mm	67
Wysokość prętów w mm	160
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Ładowość	
Różne tace siatkowe [ilość]	6
Tacki nerkowe [ilość]	6
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	495
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	185
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	530
Ciężar netto w kg	0,65
Ciężar brutto w kg	0,90