


E 197

Wkład

do optymalnego umieszczenia różnych narzędzi.



- Wielkość oczek na dnie 3 mm, po bokach 1,7 mm, na pokrywce 8 mm
- Do sterylizacji parą przy 121 °C/134 °C

EAN: 4002514953380 / Numer materiału: 07984090 / Stary numer materiału: 68519701D

Przynależność produktu	
Termodezynfektory	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Kategoria produktowa	
Taca siatkowa	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	42
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	150
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	225
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	240
Ciężar netto w kg	0,55
Ciężar brutto w kg	0,62